

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Csrp2Bp Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9H8E8

Numero articolo: CM0028707

introduzione

Anticorpo Policlonale di Coniglio CSRP2BP validato per WB, IF/ICC ed ELISA con reattività verso umano e ratto. Mira alla proteina legante la proteina ricca di cisteina 2 (KAT14/ATAC2), una subunità del complesso acetiltransferasico dell'istone ATAC coinvolto nel rimodellamento della cromatina e nella progressione del ciclo cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CSRP2RP Anticorpo pAb di Coniglio
Osservazioni/Alias	ATAC2; CRP2BP; CSRP2BP; PRO1194; dj717M23.1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	57325
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 523-782 di CSRP2BP umano (NP_065397.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Ratto
SWISS	Q9H8E8
Peso Molecolare Proteico	89kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio