


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Csrp3 - P50461

Numero articolo: CM0028185



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-CSR3 adatto per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con uomo, topo, ratto. Fondamentale per la differenziazione muscolare e la funzione cardiaca. Ideale per la ricerca sulla cardiomiopatia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CSR3 Rabbit pAb
Note/Alias	CLP; MLP; CRP3; LMO4; CMD1M; CMH12; CSR3
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	8048
GeneID	8048
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-194 della CSR3 umana (NP_003467.1).
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P50461
Peso proteico	21 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio