

Anticorpo Policlonale Anti-Cst1 Per Wb, Elisa - P01037

Numero articolo: CM0030771

introduzione

L'anticorpo policlonale (pAb) di coniglio anti-CST1 rileva la cistatina-SN umana (~14 kDa), un inibitore secreto delle cisteina proteasi. Convalidato per WB ed ELISA; adatto per studi su saliva, lacrime, urina e liquido seminale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CST1 Rabbit pAb
Note/Alias	CST1
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	1469
ID Gene	1469
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-141 della CST1 umana (NP_001889.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P01037
Peso proteico	14 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio