

Anti-Cst8 Coniglio Anticorpo Policlonale Per Wb, Elisa - O60676

Numero articolo: CM0017140

introduzione

Anticorpo policlonale anti-CST8 di coniglio validato per WB ed ELISA. Riconosce il CST8 umano e cross-reagisce con il topo. Adatto per lo studio dello sviluppo degli spermatozoi e della funzione epididimaria. SWISS: O60676.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CST8 Coniglio pAb
Note/Alias	CRES; CTESS; CST8
Specie	Umano
GeneID (Umano)	10047
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 53-142 del CST8 umano (NP_005483.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Topo
SWISS	O60676
Peso Proteico	16kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio