

Anticorpo Policlonale Anti-Cstb Per Wb, Elisa - P04080

Numero articolo: CM0027847



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che targeting umano CSTB (Cistatina-B), un inibitore della proteasi tiolica. Validato per WB ed ELISA, cross-reagisce con umano e ratto. Ideale per ricerche sulla neurodegenerazione, epilessia e inibizione delle proteasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CSTB Rabbit pAb
Note/Alias	PME; ULD; CST6; EPM1; STFB; CPI-B; EPM1A; CSTB
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1476
GeneID	1476
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-98 della CSTB umana (NP_000091.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Ratto
SWISS	P04080
Peso Proteico	11kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio