

Anticorpo Policlonale Anti-Cstb Coniglio Per Wb, Ihc-P, Elisa - P04080

Numero articolo: CM0022576



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che mira alla cistatina-B umana (CSTB), un inibitore delle proteinasi tioliche intracellulari di 11kDa. Adatto per WB, IHC-P, ELISA. Immunogeno: proteina ricombinante (aa 1-98).

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CSTB Rabbit pAb
Note/Alias	PME; ULD; CST6; EPM1; STFB; CPI-B; EPM1A; CSTB
Specie	Umana
ID Gene	1476
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-98 della CSTB umana (NP_000091.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umana
SWISS	P04080
Peso Proteico	11kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio