

Anticorpo Policlonale Anti-Cstf2 Di Coniglio Per Wb, Ihc-P, Elisa - P33240

Numero articolo: CM0027721



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che mira a CSTF2 (CstF-64), un fattore chiave nell'elaborazione dell'estremità 3' dell'mRNA. Validato per WB, IHC-P ed ELISA in campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca sulla poliadenilazione e sul taglio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	CSTF2 Rabbit pAb
Note/Alias	CstF-64; CSTF2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1478
GeneID	1478
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-180 di CSTF2 umano (NP_001316.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P33240
Peso Proteico	61kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio