

Anticorpo Policlonale Anti-Cstf2T Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9H0L4

Numero articolo: CM0026348

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio CSTF2T validato per Western blot, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con CSTF2T umano e murino, una proteina nucleare coinvolta nella poliadenilazione dell'mRNA indipendente da AAUAAA nelle cellule germinali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CSTF2T Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	Cstf-64T; CSTF2T
Specie	Umano
GenelD (Umano)	23283
GenelD	23283
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 420-560 di CSTF2T umano (NP_056050.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse
SWISS	Q9H0L4
Peso Proteico	64kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio