

Anticorpo Policlonale Anti-Ctb4A Per Wb, Elisa - Q0Jf76

Numero articolo: CM0022646

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro CTB4a (LRR-PK1) di Oryza sativa, adatto per WB ed ELISA. Supporta la ricerca sulle chinasi simili ai recettori vegetali e sulla trasduzione del segnale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CTB4a Rabbit pAb
Note/Alias	LRR-PK1; CTB4a
Specie	Oryza sativa
GeneID	4335004
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 32-152 di Oryza sativa CTB4a. (Q0JF76)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Oryza sativa
SWISS	Q0JF76
Peso proteico	120kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio