


Anticorpo Monoclonale Anti-Ctbp1 Per Wb, Elisa - Q13363

Numero articolo: CM0003910



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro CtBP1, validato per Western blot e ELISA. Reagisce con campioni umani, murini e di ratto. Adatto per lo studio della regolazione della trascrizione, della struttura del Golgi e della differenziazione BAT.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CtBP1 Rabbit mAb
Note/Alias	BARS, HADDTS, CtBP1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1487
GeneID	1487
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 301-440 di CtBP1 umano (Q13363).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q13363
Peso Proteico	48 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio