

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ctbp1 Per Wb, Elisa - Q13363

Numero articolo: CM0020462



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità mirato a CtBP1 umano, validato per WB e ELISA. Reagisce in modo crociato con uomo e topo. Adatto per lo studio della corepressione trascrizionale, la struttura del Golgi e la differenziazione del BAT.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	CtBP1 Rabbit pAb
Note/Alias	BARS; HADDTS; CtBP1
Specie	Uomo
GeneID	1487 (umano)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-250 di CtBP1 umano (NP_001319.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q13363
Peso proteico	48kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio