

## Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ctcf1 Per Wb Ed Elisa - Q8Ni51

Numero articolo: CM0024703

### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità specifico per CTCFL umano (BORIS/CT27), validato per WB ed ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per studiare la regolazione trascrizionale, l'imprinting e gli antigeni cancro-testicolo.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                                                |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto       | CTCFL Rabbit pAb                                                                                                                                      |
| Note/Alias          | CT27; BORIS; CTCF-T; HMGB1L1; dj579F20.2; CTCFL                                                                                                       |
| Specie              | Umano                                                                                                                                                 |
| ID Gene (Umano)     | 140690                                                                                                                                                |
| ID Gene             | 140690                                                                                                                                                |
| Immunogeno          | Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-270 di CTCFL umano (NP_001255970.1). |
| Sorgente            | Coniglio                                                                                                                                              |
| Categoria           | Anticorpi Policlonali                                                                                                                                 |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                                                                                             |
| Reattività Crociata | Umano, Topo, Ratto                                                                                                                                    |
| SWISS               | Q8Ni51                                                                                                                                                |
| Peso Proteico       | 76kDa                                                                                                                                                 |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio                                                                                                                                    |