

Anticorpo Policlonale Anti-Ctgf Per Wb, If/Icc, Elisa - P29279

Numero articolo: CM0018192

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro CTGF umano (CCN2), validato per WB, IF/ICC, IF-P ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con il ratto. Ideale per studi sul tessuto connettivo, osteogenesi e matrice extracellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CTGF Rabbit pAb
Note/Alias	CTGF; NOV2; HCS24; IGFBP8
Specie	Umano
ID Gene	1490 (Umano)
Immunogeno	Peptide sintetico (aa 100-200 di CTGF umano, NP_001892.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Ratto
SWISS	P29279
Peso Proteico	38 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio