

Anticorpo Policlonale Anti-Ctgf Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P29279

Numero articolo: CM0016908

introduzione

Anticorpo policlonale di alta qualità da coniglio contro il CTGF umano, validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Riconosce il CTGF umano, murino e di ratto. Ideale per la ricerca sul tessuto connettivo, la differenziazione dei condrociti e gli studi sull'osteogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CTGF Rabbit pAb
Note/Alias	CTGF; NOV2; HCS24; IGFBP8
Specie	Uomo
GeneID (umano)	1490
GeneID	1490
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 100-200 del CTGF umano (NP_001892.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P29279
Peso della proteina	38 kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio