

Anticorpo Monoclonale Anti-Ctip1/Bcl11A Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H165

Numero articolo: CM0012184



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro CTIP1/BCL11A umano (Q9H165). Validato per WB, IHC-P, ELISA e reagisce in modo incrociato con il ratto. Ideale per la ricerca sullo switching della globina, lo sviluppo delle cellule B e il rimodellamento della cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[KO Validato] CTIP1/BCL11A Anticorpo monoclonale di coniglio (mAb)
Note/Alias	EV19; CTIP1; DILOS; ZNF856; HBFQTL5; SMARCM1; 1A
Specie	Umano
GenelD (umano)	53335
GenelD	53335
Immunogeno	Proteina ricombinante / Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 401-589 di CTIP1/BCL11A umano (Q9H165)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Ratto
SWISS	Q9H165
Peso Proteico	91kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio