

Anticorpo Monoclonale Anti-Ctip2/Bcl11B Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9C0K0

Numero articolo: CM0003336

introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio contro CTIP2/BCL11B, validato per Western blot, IHC-P e ELISA. Reagisce con uomo e topo. Ideale per lo studio dello sviluppo dei linfociti T e della leucemia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CTIP2/BCL11B Rabbit mAb
Note/Alias	ATL1; RIT1; CTIP2; IMD49; CTIP-2; IDDFSTA; SMARCM2; ZNF856B; ATL1-beta; ATL1-alpha; ATL1-delta; ATL1-gamma; hRIT1-alpha; CTIP2/BCL11B
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	64919
GeneID	64919
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q9C0K0
Peso proteico	96kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio