

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ctip2/Bcl11B Per Wb - Q9C0K0

Numero articolo: CM0019304

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro CTIP2/BCL11B umano (Q9C0K0). Validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con proteine umane, murine e di ratto. Regolatore chiave della differenziazione e della sopravvivenza delle cellule T, soppressore tumorale e repressore trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb di coniglio CTIP2/BCL11B
Note/alias	ATL1; RIT1; CTIP2; IMD49; CTIP-2; IDDFSTA; SMARCM2; ZNF856B; ATL1-beta; ATL1-alfa; ATL1-delta; ATL1-gamma; hRIT1-alfa; CTIP2/BCL11B
Specie	Uomo
ID del gene (umano)	64919
ID del gene	64919
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 190-310 di CTIP2/BCL11B umano (NP_612808.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q9C0K0
Peso della proteina	96 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante