

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Ctnna3 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Ui47

Numero articolo: CM0002155

introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-CTNNA3 validato per Western blot, immunochimica ed ELISA su campioni umani, murini e di ratto. Adatto per lo studio dell'adesione cellulare, della cardiomiopatia e della biologia dei desmosomi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CTNNA3 Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	VR22; ARVD13; CTNNA3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	29119
GeneID	29119
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 700-895 della CTNNA3 umana (Q9UI47).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q9UI47
Peso Proteico	100kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio