

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ctnna3 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Ui47

Numero articolo: CM0024645

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro CTNNA3 umana (Alpha T-catenina), adatto per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con uomo, topo e ratto. Ideale per studi sull'adesione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CTNNA3 Rabbit pAb
Note/Alias	VR22; ARVD13; CTNNA3
Specie	Uomo
GenelD (Uomo)	29119
GenelD	29119
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-240 di CTNNA3 umana (NP_001278062.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9Ui47
Peso proteico	100kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio