


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Ctnnbip1 Per Wb E Elisa - Q9Nsa3

Numero articolo: CM0003071



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro la proteina umana CTNNBIP1 (ICAT), un regolatore negativo della via Wnt. Validato per Western Blot (WB) e ELISA. Immunogeno: peptide N-terminale (1-81); proteina di 9 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CTNNBIP1 mAb coniglio
Note / Alias	ICAT; CTNNBIP1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	56998
GeneID	56998
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 1-81 della CTNNBIP1 umana (Q9NSA3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	Q9NSA3
Peso molecolare proteico	9 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio