

Anticorpo Policlonale Anti-Ctnnbl1 Per Wb, If/Icc Ed Elisa - Q8Wya6

Numero articolo: CM0030416



introduzione

Anticorpo Policlonale Coniglio CTNNB1 validato per Western blot, IF/ICC ed ELISA su umano, topo e ratto. Adatto per la ricerca sullo splicing e l'ipermutazione somatica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CTNNB1 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	NAP; P14L; IMD99; PP8304; C20orf33; dj633020.1; CTNNB1
Specie	Umano
Gene ID	56259
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 264-563 di CTNNB1 umano (NP_110517.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q8WYA6
Peso Proteico	65kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio