

Anticorpo Policlonale Anti-Ctnnd2 Per Wb, Elisa - Q9Uqb3

Numero articolo: CM0013402

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro CTNND2 umano, generato con proteina ricombinante (aa 966-1225). Validato per WB, ELISA; reagisce in modo incrociato con umano e ratto. Adatto per studi sullo sviluppo neuronale e sulla segnalazione Wnt.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CTNND2 Rabbit pAb
Note/Alias	GT24; NPRAP; CTNND2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1501
GeneID	1501
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 966-1225 di CTNND2 umano (NP_001323.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Ratto
SWISS	Q9UQB3
Peso Molecolare Proteina	133kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio