

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Ctrl/Ctrl1 - P40313

Numero articolo: CM0003105

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro CTRL (CTRL1) umano per WB, IF, IHC ed ELISA. Reattività crociata validata con uomo, mouse e ratto. Peso molecolare previsto di 28 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CTRL Rabbit mAb
Annotazioni/Alias	CTRL1; CTRL
Specie	Uomo
GeneID	1506
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 165-264 di CTRL umano (P40313)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Mouse, Ratto
SWISS	P40313
Peso proteico	28kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio