


Anticorpo Policlonale Anti-Ctsc Per Wb, If/Icc, Elisa - P53634

Numero articolo: CM0025322



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-CTSC di alta qualità, validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Rileva la dipeptidil peptidasi 1 umana e murina, una proteasi lisosomiale coinvolta nell'attivazione delle cellule immunitarie e nella funzione di barriera cutanea.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CTSC Rabbit pAb
Note/Alias	JP; HMS; JPD; PLS; CPPI; DPP1; DPPI; PALS; DPP-I; PDON1; CTSC
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	1075
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 25-134 della CTSC umana (NP_001805.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo
SWISS	P53634
Peso proteico	15kDa/16kDa/52kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio