

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Ctsf Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Ubx1

Numero articolo: CM0016727



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro CTSF umano (catepsina F), adatto per Western blot, IHC-P ed ELISA. Progettato per la ricerca sul ruolo delle proteasi lisosomiali nella degradazione delle proteine e nell'invasione tumorale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CTSF Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	CATSF; CLN13; CTSF
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	8722
Gene ID	8722
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 270-484 di CTSF umano (NP_003784.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q9UBX1
Peso proteico	53kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio