

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ctsh Per Wb, Elisa - P09668

Numero articolo: CM0026651



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio Anti-CTSH validato per Western blot ed ELISA, con reattività crociata verso umano, topo e ratto. Mira alla pro-catepsina H, una cistein proteasi lisosomiale coinvolta nella degradazione proteica. Ideale per studiare la funzione lisosomiale e l'attività proteasica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CTSH Rabbit pAb
Note/Alias	ACC4; ACC5; CPSB; ACC-4; ACC-5; CTSH
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1512
GeneID	1512
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 23-140 di CTSH umano (NP_004381.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P09668
Peso Proteico	37kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio