


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ctss Per Wb, If/Icc, Elisa - P25774

Numero articolo: CM0021035



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-CTSS validato per WB, IF/ICC e ELISA; reagisce in modo crociato con uomo, topo e ratto. Adatto per la ricerca sulla presentazione dell'antigene di classe MHC II e sulla segnalazione del prurito.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specificazione
Nome prodotto	CTSS Rabbit pAb
Note/Alias	CTSS
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	1520
ID gene	1520
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 115-331 della CTSS umana (NP_004070.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P25774
Peso proteico	37kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio