

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ctsv (Catepsina L2) Per Wb Ed Elisa - O60911

Numero articolo: CM0026638



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio specifico per CTSV umano (catepsina L2). Validato per Western blot ed ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Adatto per la fisiologia corneale e la ricerca sulle proteasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CTSV Rabbit pAb
Note/Alias	CTSU; CATL2; CTS2; CTSV
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	1515
ID Gene	1515
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 105-334 di CTSV umano (NP_001324.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O60911
Peso Proteico	37kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio