

Anticorpo Policlonale Anti-Ctu2 Per Wb, Elisa - Q2Vpk5

Numero articolo: CM0014744

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità specifico per CTU2 umano (proteina citoplasmatica di 2-tiolazione del tRNA 2), adatto per Western blot ed ELISA. Reattività confermata con campioni umani e di ratto. Peso molecolare previsto 56 kDa. Ideale per la ricerca sulla modifica del tRNA e la fedeltà della traduzione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CTU2 Rabbit pAb
Note/Alias	MFRG; NCS2; UPF0432; C16orf84; CTU2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	348180
GeneID	348180
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 186-515 di CTU2 umano (NP_001012777.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Ratto
SWISS	Q2VPK5
Peso Proteico	56kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio