

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cuedc1 Per Wb Ed Elisa - Q9Nwm3

Numero articolo: CM0023877



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità mirato al CUEDC1 umano, convalidato per WB ed ELISA con reattività crociata al ratto. Ideale per lo studio delle proteine del dominio CUE e della proteomica. - Q9NWM3.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CUEDC1 pAb di coniglio
Specie	Umano
GeneID (Umano)	404093
GeneID	404093
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 187-386 del CUEDC1 umano (NP_001258804.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Ratto
SWISS	Q9NWM3
Peso proteico	42kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio