

## Anticorpo Policlonale Anti-Cul4B Per Wb, Elisa - Q13620

Numero articolo: CM0017218



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro CUL4B umano, validato per WB ed ELISA. Rileva CUL4B in campioni umani e murini. Adatto per la ricerca sull'ubiquitinazione e sul ciclo cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                       |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | CUL4B Rabbit pAb                                                                                                             |
| Note/Alias          | SFM2; MRXSC; CUL-4B; MRXHF2; MRXS15; CUL4B                                                                                   |
| Specie              | Uomo                                                                                                                         |
| GeneID (umano)      | 8450                                                                                                                         |
| GeneID              | 8450                                                                                                                         |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-152 di CUL4B umano (NP_003579.3). |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                     |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                        |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                                                                    |
| Reattività crociata | Uomo, topo                                                                                                                   |
| SWISS               | Q13620                                                                                                                       |
| Peso della proteina | 104 kDa                                                                                                                      |
| Spedizione          | Sacchetto refrigerante                                                                                                       |