


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cullin 1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13616

Numero articolo: CM0020066



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la Cullina-1 umana (CUL1), validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Ideale per lo studio dei complessi ligasi SCF dell'ubiquitina nel ciclo cellulare e nella trasduzione del segnale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di Coniglio Anti-Cullin 1
Note/Alias	Cullin 1; CUL1; cullin-1; MGC149834; MGC149835
Specie	Umano
GeneID	8454
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 435-593 della Cullina 1 umana (NP_003583.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q13616
Peso Proteico	90kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio