

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Cullin 2 (Cul2) Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q13617

Numero articolo: CM0008925



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio Cullin 2 (CUL2) per WB, IHC-P ed ELISA. Rileva una banda di ~87/89 kDa in campioni umani, murini e di ratto. Essenziale per studi sull'ubiquitinazione e sulla degradazione di HIF-1 α .

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Cullin 2 Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	CUL2; cullin-2; Cullin 2
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	8453
ID Gene	8453
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 della Cullin 2 umana (Q13617)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q13617
Peso Proteico	87 kDa/89 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio