

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Contro Cullin 2 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q13617

Numero articolo: CM0026001



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità che bersaglia Cullin 2 (CUL2) umano, validato per applicazioni WB, IF/ICC e ELISA. Adatto per lo studio dei complessi E3 ubiquitina ligasi, della regolazione HIF e delle vie di degradazione proteasomale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Cullin 2 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	CUL2; cullin-2; Cullin 2
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	8453
ID gene	8453
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 40-310 di Cullin 2 umano (NP_001185708.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reazione crociata	Uomo
SWISS	Q13617
Peso proteico	87kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio