

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cullin 3 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q13618

Numero articolo: CM0020254



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la Cullin 3 umana (CUL-3, PHA2E), validato per WB, IF/ICC ed ELISA; presenta reattività crociata con topo e ratto. Per la ricerca sulla via dell'ubiquitinazione e del proteasoma.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Cullin 3 Rabbit pAb
Note/alias	CUL-3; PHA2E; NEDAUS; Cullin 3
Specie	Uomo
ID del gene (umano)	8452
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 569-768 della Cullin 3 umana (NP_003581.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q13618
Peso della proteina	89 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante