

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cullin-4A Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q13619

Numero articolo: CM0009111



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro la Cullin-4A (CUL4A) umana, validato per WB, IHC-P ed ELISA. Riconosce una proteina di 88 kDa; adatto per la ricerca sull'ubiquitinazione e sulla riparazione del DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Cullin 4A
Osservazioni/Alias	CUL4A; cullin-4A; Cullin 4A
Specie	Umano
GeneID (Umano)	8451
GeneID	8451
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 660-759 della Cullin 4A umana (Q13619)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Umano
SWISS	Q13619
Peso proteico	88kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio