

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cullina 4A Per Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q13619

Numero articolo: CM0025738



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la Cullina 4A, validato per WB, IF/ICC, IP, ELISA. Reagisce con CUL4A umana, di topo e di ratto, un componente centrale dei complessi ligasi E3 cullina-RING coinvolti nell'ubiquitinazione delle proteine e nella riparazione del DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio Anti-Cullina 4A
Note/Alias	CUL4A; cullin-4A; Cullin 4A
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	8451
ID Gene	8451
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-300 della Cullina 4A umana (NP_001008895.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q13619
Peso Proteico	88kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio