

Anti-Cux1 Coniglio Anticorpo Policlonale Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P39880 / Q13948

Numero articolo: CM0023522

introduzione

CUX1 Rabbit pAb è un anticorpo policlonale convalidato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA, che reagisce con CUX1 umano, murino e ratto, un fattore di trascrizione chiave nella differenziazione neuronale e nel controllo del ciclo cellulare, ideale per la ricerca IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CUX1 Rabbit pAb
Note/Alias	CDP; CUX; p75; CASP; CDP1; COY1; Clox; GDDI; p100; p110; p200; CUTL1; GOLIM6; CDP/Cut; Cux/CDP; Nbla10317; CUX1
Specie	Umano
ID Gene	1523
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-280 di CUX1 umano (NP_001189472.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P39880/Q13948
Peso Proteico	72-77kDa/147-165kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio