

Anticorpo Policlonale Anti-Cwc22 Per Wb E Elisa - Q9Hcg8

Numero articolo: CM0016784



introduzione

L'anticorpo policlonale coniglio CWC22 di CamelBio rileva l'omologo del fattore di splicing del pre-mRNA CWC22 nell'uomo e nel topo. Adatto per WB e ELISA. Strumento perfetto per studiare la funzione dello spliceosoma, l'assemblaggio dell'EJC e il decadimento mediato da nonsense dell'mRNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CWC22 Rabbit pAb
Note/Alias	NCM, fSAPb, EIF4GL, CWC22
Specie	Umano
Gene ID	57703
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 639-908 del CWC22 umano (NP_065994.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q9HCG8
Peso proteico	105kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio