

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Cx3CL1 Per Wb, Ip, Ihc-P, Elisa - O35188

Numero articolo: CM0008709

introduzione

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-CX3CL1 validato per WB, IP, IHC-P ed ELISA. Indirizza la Fractalkina del mouse (O35188), una chemochina coinvolta nella risposta immunitaria, nell'adesione dei leucociti e nella neuroinfiammazione. Adatto per la ricerca sull'infiammazione e sulle neuroscienze.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CX3CL1 Coniglio mAb
Note/Alias	ABCD-3; CX3C; Cxc3; D8Bwg0439e; FK; Scyd1
Specie	Mouse
Gene ID (Umano)	6376
Gene ID	20312
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 25-337 del CX3CL1 del mouse (NP_033168.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IP, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Mouse
SWISS	O35188
Peso Proteico	42 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio