

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cx3CL1 Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - O35188

Numero articolo: CM0030174

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro CX3CL1 (Fractalkine) di topo per WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Validato su campioni di topo. Ideale per studi sulla segnalazione delle chemochine, sull'infiammazione e sull'adesione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CX3CL1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	NTN; NTT; CXCL3; CXCL3C; SCYD1; ABCD-3; CX3Kine; fractalkine; neurotactin
Specie	Topo
GeneID (Umano)	6376
GeneID	20312
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 25-337 di CX3CL1 di topo (NP_033168.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	O35188
Peso proteico	42 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio