

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cx3Cr1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P49238

Numero articolo: CM0025141



introduzione

CamelBio offre un anticorpo policlonale di coniglio contro il CX3CR1 umano (recettore della fractalkina), validato per WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca su infiammazione, immunologia e neuroscienze.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CX3CR1 Rabbit pAb
Note/Alias	V28; CCRL1; GPR13; CMKDR1; GPRV28; CMKBRL1; CX3CR1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1524
GeneID	1524
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 100-200 del CX3CR1 umano (NP_001328.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P49238
Peso Proteico	40kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio