


Anticorpo Monoclonale Rabbit Anti-Cxcl1 Per Wb, Elisa - P12850

Numero articolo: CM0004573



introduzione

Anticorpo monoclonale rabbit ricombinante contro CXCL1 di topo per Western blot (WB) e ELISA. Rileva CXCL1 di topo con elevata specificità; ideale per la ricerca infiammatoria e ematopoietica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CXCL1 Rabbit mAb
Annotazioni / Alias	KC; Fsp; N51; gro; Gro1; Mgsa; Scyb1; CXCL1
Specie	Topo
GeneID (Umano)	2919
GeneID	14825
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 25-96 della CXCL1 di topo (NP_032202.1)
Sorgente	Rabbit
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Topo
SWISS	P12850
Peso proteico	10kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio