

Anticorpo Monoclonale Anti-Cxcl10/Ip-10 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P02778

Numero articolo: CM0011148



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio specifico per CXCL10/IP-10 umano, validato per WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Ideale per lo studio della segnalazione chemochinica, dell'infiammazione e del reclutamento delle cellule immunitarie nella ricerca e nello sviluppo di test diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CXCL10/IP-10 Rabbit mAb
Note/Alias	C7; IFI10; INP10; IP-10; crg-2; mob-1; SCYB10; gIP-10; CXCL10/IP-10
Specie	Umana
GeneID (Uomo)	3627
GeneID	3627
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-98 di CXCL10/IP-10 umano (NP_001556.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Umana
SWISS	P02778
Peso proteico	11kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio