

Anticorpo Policlonale Anti-Cxcl10/Ip-10 Per Wb, Elisa - P02778

Numero articolo: CM0013508



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia CXCL10/IP-10 umano (C-X-C motif chemokine 10). Convalidato per WB e ELISA, riconosce una citochina pro-infiammatoria secreta di 11 kDa coinvolta nella chemiotassi delle cellule immunitarie e nella risposta virale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	CXCL10/IP-10 Rabbit pAb
Note/Alias	C7; IFI10; INP10; IP-10; crg-2; mob-1; SCYB10; gIP-10; CXCL10/IP-10
Specie	Umana
GeneID (Umana)	3627
GeneID	3627
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-98 di CXCL10/IP-10 umano (NP_001556.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umana
SWISS	P02778
Peso Proteico	11 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio