

Anticorpo Policlonale Anti-Cxcl10/Ip-10 Per Wb, If/Icc, Elisa - P02778

Numero articolo: CM0020465



introduzione

L'anticorpo policlonale di coniglio CXCL10/IP-10 di CamelBio (P02778) è validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con umano e topo, mirando alla chemochina pro-infiammatoria coinvolta nella migrazione delle cellule immunitarie e nella risposta virale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CXCL10/IP-10 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	C7; IFI10; INP10; IP-10; crg-2; mob-1; SCYB10; gIP-10; CXCL10/IP-10
Specie	Umano
GeneID (umano)	3627
GeneID	3627
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-98 di CXCL10/IP-10 umano (NP_001556.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Mouse
SWISS	P02778
Peso proteico	11kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio