

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cxcl10/Ip-10 Per Wb Ed Elisa - P02778

Numero articolo: CM0006444



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ad alta specificità diretto contro CXCL10/IP-10 umano, validato per WB ed ELISA. Essenziale per la ricerca sulla segnalazione delle chemochine, le malattie infiammatorie e il traffico delle cellule immunitarie. SWISS: P02778.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	CXCL10/IP-10 Rabbit mAb
Note/Alias	C7; IFI10; INP10; IP-10; crg-2; mob-1; SCYB10; gIP-10; CXCL10/IP-10
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	3627
Gene ID	3627
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-98 di CXCL10/IP-10 umano (NP_001556.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P02778
Peso Proteico	11kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio