

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Cxcl11 Per Wb, Ihc-P, Elisa - O14625

Numero articolo: CM0029098



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio targeting CXCL11 umano (IP-9/I-TAC). Validato per WB, IHC-P, ELISA, con reattività crociata verso il ratto. Ideale per la ricerca su chemochine e reclutamento di linfociti T.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CXCL11 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	IP9; H174; IP-9; b-R1; I-TAC; SCYB11; SCYB9B; CXCL11
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	6373
GeneID	6373
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-94 di CXCL11 umano (NP_005400.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Ratto
SWISS	O14625
Peso proteico	10kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio