


Anticorpo Policlonale Anti-Cxcl12 Per Wb - P48061

Numero articolo: CM0023559



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio ad alta affinità contro CXCL12 umano, convalidato per WB, IF-P, IHC-P ed ELISA, adatto per ricerche sulla segnalazione delle chemochine, sul cancro e sull'immunologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CXCL12 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	IRH; PBSF; SDF1; TLSF; TPAR1; SCYB12; CXCL12
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	6387
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 40-93 del CXCL12 umano (NP_000600.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P48061
Peso proteico	11kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio