


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cxcl12/Sdf-1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P48061

Numero articolo: CM0014845



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro CXCL12/SDF-1 umano, validato per WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per studi sulla chemiotassi, il cancro e l'immunologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CXCL12 Rabbit pAb
Note/Alias	IRH; PBSF; SDF1; TLSF; TPAR1; SCYB12; CXCL12
Specie	Uomo
ID Gene (Uomo)	6387
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 40-93 di CXCL12 umano (NP_000600.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P48061
Peso proteico	11kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio